

LORNE LABORATORIES LTD. GRAN BRETAÑA



REACTIVOS MONOCLONALES PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS **INSTRUCCIONES DE USO**

Monoclonal anti-D clon 1 y clon 2: Para técnicas en tubo, Bio-Rad-ID, Ortho BioVue, microplaca y portaobjetos.

RESUMEN

El sistema de grupos sanguíneos Rh se descubrió en 1940. El antígeno D, clínicamente, es el más significativo de los antígenos sanguíneos que no son del sistema ABO y se lo ha implicado en causar reacciones transfusionales hemolíticas y enfermedad hemolítica del recién nacido.

| Anti-D | Fenotipo | % de caucásicos³ | % de afromericanos³ |
|--------|----------|---------------------|------------------------|
| + | RhD +vo | 83 | 92 |
| 0 | RhD -vo | 17 | 8 |

USO PREVISTO

Los reactivos Anti-D son reactivos utilizados para la determinación de grupos sanguíneos que tienen la finalidad de comprobar de manera cualitativa la presencia o ausencia del antígeno Rh D en los hematíes de donantes de sangre o pacientes que requieren una transfusión de sangre cuando se evalúan de conformidad con las técnicas recomendadas establecidas en estas instrucciones

PRINCIPIO

Los reactivos contienen anticuerpos contra el antígeno D de los eritrocitos humanos y provocan la aglutinación (agrupación) directa de los eritrocitos humanos portadores del antígeno D. La ausencia de aglutinación (ausencia de agrupación) indica en general la ausencia del antígeno D en los hematíes humanos (véanse las Limitaciones).

REACTIVOS

Los reactivos monoclonales IgM anti-D clon 1 y clon 2 de Lorne para la determinación de grupos sanguíneos son reactivos son reactivos bajos en proteínas que contienen un anticuerpo IgM monoclonal humano diluido con cloruro sódico (0,9 g%), albúmina bovina (2,0 g%) y potenciadores macromoleculares (1,5 g%). Durante el tipado de las muestras de pacientes, mediante las técnicas recomendadas, el reactivo aglutinará directamente células Rh D positivas, incluyendo la mayoría de las variantes (<u>aunque no la D^U</u>) y una elevada proporción de fenotipos D débiles (D^u). Los reactivos no contienen ni están compuestos de sustancias CMR, sustancias que alteran el funcionamiento del sistema endocrino, o que podrían causar sensibilización o una reacción alérgica al usuario. Cada reactivo se suministra en la dilución óptima para su utilización en las muestras de pacientes en todas las técnicas aquí recomendadas sin necesidad de diluciones o adiciones suplementarias. Para obtener información sobre el número de referencia del lote y la fecha de caducidad, consulte la etiqueta del vial.

| Producto | Línea Celular/Clon |
|---------------|-----------------------|
| Anti-D clon 1 | RUM-1 |
| Anti-D clon 2 | MS-201 |

EXPRESIÓN DEBILITADA DEL ANTÍGENO RhD

El término colectivo D^u es ampliamente utilizado para describir los hematíes que presentan una expresión del antígeno D inferior a la normal. El término D débil denota individuos con un número reducido de sitios de antígenos D completos por hematíe. El término D parcial denota individuos con epítopos del antígeno D ausentes. Las células DVI son una categoría de antígeno D parcial en la que la mayoría de epítopos D están ausentes. Los reactivos clon 1 y clon 2 detectarán la mayoría de los ejemplos de hematíes D débil y D parcial mediante aglutinación directa, pero no detectarán células DVI.

CONSERVACIÓN

Los viales de reactivo deben ser conservados a 2-8 °C. El almacenamiento prolongado a temperaturas fuera de este rango puede acelerar la pérdida de reactividad. Este reactivo se ha sometido a estudios de estabilidad durante el °C y –25 °C, según lo descrito en el documento BS EN ISO traslado a 37 23640:2015.

OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

Las muestras pueden recogerse en anticoagulantes EDTA, citrato, CPDA o como una muestra coagulada. Las muestras deben analizarse cuanto antes después de su recolección. Si el análisis va a retrasarse, la muestra debe conservarse a 2-8 °C. No deben analizarse las muestras que exhiban una hemólisis macroscópica o contaminación microbiana. Las muestras de sangre que muestren evidencias de lisis pueden dar lugar a resultados no fiables. Es preferible (pero no esencial) lavar todas las muestras de sangre con PBS o solución salina isotónica antes de realizar el análisis.

PRECAUCIONES

- Los reactivos son solo para uso en diagnóstico in vitro.
- Si el vial del reactivo está roto o agrietado, descartar inmediatamente su contenido.
- No utilizar reactivos caducados (ver la etiqueta del vial). 3.
- No utilizar reactivos que presenten precipitados. La manipulación de los reactivos debe realizarse con la apropiada 5. indumentaria de protección, tales como guantes desechables y bata de
- 6. Los reactivos se han filtrado a través de una cápsula de 0,2 µm para reducir la carga biológica, pero no se suministran estériles. Una vez abierto el vial, el contenido debe permanecer viable hasta la fecha de caducidad, siempre y cuando no haya una marcada turbidez, lo que podría indicar un deterioro o contaminación del reactivo. Los reactivos contienen < 0,1 % de azida sódica. La azida sódica puede
- ser tóxica si se ingiere y puede reaccionar con el cobre o plomo de las tuberías y formar azidas metálicas explosivas. Al eliminar el producto, hacerlo con abundante agua.
- Los materiales utilizados para producir los productos se probaron en origen y se determinó que son negativos para los anticuerpos contra el VIH 1 + 2 y el VHC y el HBsAg mediante el uso de pruebas microbiológicas aprobadas
- Ningún método puede garantizar que los productos derivados de fuentes humanas o animales estén libres de agentes infecciosos. Manipular y desechar con precaución los viales y su contenido.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y MANEJO DE DERRAMES

Para obtener información sobre la eliminación del reactivo y la descontaminación del lugar del derrame, consulte las Hojas de datos de seguridad de los materiales, disponibles previa solicitud.

CONTROLES Y CONSEJOS

- Se recomienda analizar un control positivo (idealmente células $R_1 r)$ y un control negativo (idealmente células rr) de forma paralela con cada lote de pruebas. Los análisis deben considerarse no válidos si los controles no muestran los resultados esperados.
- Durante el tipado de hematíes de un paciente con diagnóstico de una enfermedad que provoca que los hematíes se recubran con anticuerpos u otras proteínas (como HDN, AIHA), es importante evaluar los hematíes del D negativo [n.º de catálogo 650010]).

 Las variantes débiles y parciales del antígeno D se detectan de forma deficiente mediante la técnica de la tarjeta de gel, la placa de
- microtitulación y el portaobjetos. Se recomienda analizar las variantes D débiles y parciales mediante la técnica de análisis en tubo.
- 4. Antes de su uso, dejar que el reactivo alcance la temperatura ambiente. Justo después de usar el reactivo, volver a almacenarlo a 2-8 °C.
- 5.
- En las **técnicas recomendadas**, un volumen equivale aproximadamente a 50 µl cuando se utiliza el cuentagotas del vial suministrado. La utilización de los reactivos y la interpretación de los resultados se deben llevar a cabo por personal cualificado y formado de acuerdo con los 3. requisitos del país donde se estén utilizando los reactivos.
- El usuario debe determinar la idoneidad de los reactivos para su uso en otras técnicas

REACTIVOS Y MATERIALES NECESARIOS

- Pipetas volumétricas. Tarjetas ID Bio-Rad (NaCl, ensayo enzimático y aglutininas frías). Centrífuga Bio-Rad ID.
- Bio-Rad ID-CellStab o ID-Diluent 2.
- Casetes del sistema Ortho BioVue (Neutros).
- Centrífuga del sistema Ortho BioVue.
- Diluyente de hematíes Ortho 0,8 %.
- Portaobjetos de vidrio para microscopio o tarjetas blancas.
- Varillas para aplicación. Tubos de ensayo de vidrio (10 x 75 mm o 12 x 75 mm).
- Centrífuga para tubos.
- Microplacas de pocillos "U" validadas.
- Centrífuga para microplacas.
- Agitador para microplacas.
- Solución salina amortiguada con fosfato (PBS) (pH 6,8-7,2) o solución salina isotónica (pH 6,5-7,5).
- Hematíes para controles positivo (idealmente R₁r) y negativo (rr)

TÉCNICAS RECOMENDADAS

A. Técnica en tubo

Preparar una suspensión de hematíes al 2-3 % en PBS o solución salina

- Añadir en un tubo etiquetado: 1 volumen de reactivo anti-D de Lorne y 1 volumen de suspensión de eritrocitos.
- 3. Mezclar minuciosamente y centrifugar todos los tubos durante 20
- segundos a 1000 rcf o a una fuerza y tiempo alternativos adecuados. Volver a suspender cuidadosamente el sedimento celular y realizar un examen macroscópico para comprobar si hay aglutinación.
- Los tubos que muestren un resultado negativo o dudoso (como puede ocurrir con las muestras de D débiles) deben incubarse durante 15 minutos a temperatura ambiente.
- 6. Tras la incubación, repetir los pasos 3 y 4.

B. Técnica en Bio-Rad ID (tarjetas NaCI, ensayo enzimático y aglutininas frías)

- Preparar una suspensión de hematíes al 0,8 % en ID-CellStab o ID-Diluent 1.
- 2. Retirar el papel de aluminio de los microtubos necesarios.
- 3. Añadir en el microtubo correspondiente: 50µl de suspensión de eritrocitos y 25µl de reactivo anti-D de Lorne.
- Centrifugar la/s tarjeta/s ID en la centrífuga de tarjetas de gel Bio-Rad ID.
- Realizar un examen macroscópico para comprobar si hay aglutinación. 5.

C. Técnica en Ortho BioVue (tarjetas neutras)

- Preparar una suspensión de hematíes al 0,8 % en diluyente de hematíes 1.
- 2. Retirar el papel de aluminio de las cámaras de reacción necesarias.
- Añadir en la cámara de reacción correspondiente: 50µl de suspensión de eritrocitos y 40µl de reactivo anti-D de Lorne. 3.
- Centrifugar el/los casete(s) en una centrifuga del sistema Ortho BioVue. Realizar un examen macroscópico para comprobar si hay aglutinación. 4.

D. Técnica en microplacas con pocillos "U"

- 0. Preparar una suspensión de hematíes al 2-3 % en PBS o solución salina
- Añadir en el pocillo correspondiente: 1 volumen de reactivo anti-D de Lorne y 1 volumen de la suspensión de hematíes.
- 2 $Mezclar\ minuciosamente, preferiblemente\ con\ un\ agitador\ para\ microplacas,$ cuidando de evitar cualquier contaminación cruzada.
- Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutes (tiempo en función del 3. usuario).
- 4. Centrifugar la microplaca durante 1 minuto a 140 rcf o a una fuerza y tiempo alternativos adecuados.
- 5. Volver a suspender los botones celulares mediante una agitación cuidadosamente controlada en un agitador para microplacas.
- Leer macroscópicamente o con un lector automático validado. Cualquier reacción débil debe ser repetida con la técnica en tubo. 7.

E. Técnica en portaobjetos

- Preparar una suspensión de hematíes al 35-45 % en suero, plasma, PBS o 1. solución salina isotónica o utilice sangre total anticoagulada (en su propio
- 2. Colocar en un portaobjetos de vidrio o tarjeta etiquetado/a: 1 volumen de reactivo anti-D de Lorne y 1 volumen de suspensión de eritrocitos.
- 3 Mezclar el reactivo y las células con una varilla limpia en un área de unos 20 x 40 mm.
- 4. Inclinar lentamente el portaobietos de atrás a delante durante 30 segundos. y volver a mezclar ocasionalmente durante un período de 1 minuto, manteniendo el portaobjetos a temperatura ambiente.
- Realizar un examen macroscópico luego de 1 minuto sobre una luz difusa y no confundir las fibras de fibrina con la aglutinación.
- 6. Cualquier reacción débil debe ser repetida con la técnica en tubo.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

- Positivo: La aglutinación constituye un resultado positivo y, dentro de las limitaciones aceptadas para el procedimiento del análisis, indica la presencia del antígeno D en los hematíes.
- Negativo: La ausencia de aglutinación constituye un resultado negativo y, dentro de las limitaciones aceptadas para el procedimiento del análisis, indica la ausencia del antígeno D en los hematíes.
- Se deben excluir los resultados de las pruebas de células que se aglutinen con el control negativo del reactivo, ya que la aglutinación más probablemente es causada por el efecto de los potenciadores macromoleculares del reactivo en células sensibilizadas.

ESTABILIDAD DE LAS REACCIONES

- Leer los análisis realizados en microplacas y tubos inmediatamente tras la 1. centrifugación.
- Los análisis en portaobjetos deben interpretarse dentro de 1 minuto a fin de garantizar la especificidad y evitar la posibilidad de que un resultado negativo se interprete incorrectamente como positivo debido al secado del
- Los resultados de los análisis realizados a temperaturas distintas de las aquí recomendadas deben ser interpretados con cautela.

LIMITACIONES

- Los reactivos anti-D de Lorne no son adecuados para su utilización con células tratadas enzimáticamente, células suspendidas en LISS o para su uso en técnicas de antiglobulina indirecta (TAI).
- La sangre almacenada puede dar lugar a reacciones más débiles que la sangre fresca.

- Pueden observarse falsos positivos de aglutinación debido a la presencia de potenciadores macromoleculares en el reactivo cuando se analizan células sensibilizadas con IgG, por ejemplo AIHA, HDN.
- También pueden darse falsos positivos o falsos negativos en los resultados debido a:
 - Contaminación de los materiales del análisis
 - Conservación, concentración celular, tiempo o temperatura de incubación inadecuados
 - Centrifugación inadecuada o excesiva
 - Desviación de las técnicas recomendadas

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ESPECÍFICAS

- Antes de su distribución, cada lote de reactivo monoclonal anti-D de Lorne fue analizado utilizando los métodos de análisis recomendados que figuran en estas instrucciones de uso. Los análisis cumplen con los requisitos de análisis, según se describen en la versión/edición actual de las «Guidelines for the Blood Transfusion Services in the United Kingdom» («Directrices para los servicios de transfusión de sangre en el Reino Unido») y las
- especificaciones técnicas comunes. Los reactivos anti-D para la determinación del grupo sanguíneo del antígeno D de los pacientes no deben reaccionar con las células DVI utilizando el método o métodos recomendados para su uso.
- La especificidad de los anticuerpos monoclonales fuente se demuestra utilizando un perfil de células antígeno-negativas.
- 4. La potencia de los reactivos se ha comprobado conforme a la siguiente norma de referencia de potencia mínima obtenida del Instituto Nacional de Normas y Controles Biológicos (NIBSC):

 Norma de referencia anti-D 99/836.
- El control de calidad de los reactivos se llevó a cabo mediante el uso de hematíes con fenotipos que fueron verificados por un centro de transfusión de sangre del Reino Unido y que fueron lavados en PBS o solución salina isotónica antes de su uso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- El usuario es responsable del funcionamiento de los reactivos en cualquier otro método distinto de los mencionados como técnicas recomendadas.
- Cualquier desviación de las técnicas recomendadas debe validarse antes de su uso6.

BIBLIOGRAFÍA

- Issitt PD. Applied Blood Group Serology, 3rd Edition, Montgomery Scientific, Miami, 1985, Chapter 10.

 AABB Technical Manual, 16th edition, AABB 2008.
- 2.
- Marion E.Reid & Christine Lomas-Francis, Blood Group Antigens & 3. Antibodies, SBB Books, New York 2007; Page 192.
- Jones J, Scott ML, Voak D. Monoclonal anti-D specificity and Rh D structure: criteria for selection of monoclonal anti-D reagents for routine typing of patients and donors. Transfusion Medicine 1995. 5, 171-184
- Guidelines for the Blood Transfusion Service in the United Kingdom, 6th Edition 2002. The Stationary Office.

 British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task 5.
- 6. Force. Recommendations for evaluation, validation and implementation of new techniques for blood grouping, antibody screening and cross matching. Transfusion Medicine, 1995, **5**, 145-150.

TAMAÑOS DE REACTIVOS DISPONIBLES

| | Tamaño del vial | Número de catálogo | Pruebas por vial |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | 10 ml | 730010 | 200 |
| Monoclonal anti-D clon 1 | 1000 ml | 730000* | 20.000 |
| anti-D cion i | 5000 ml | 730000x5* | 100.000 |
| | 10 ml | 710010 | 200 |
| Monoclonal anti-D clon 2 | 1000 ml | 710000* | 20.000 |
| anti-D cion 2 | 5000 ml | 710000x5* | 100.000 |

*Este tamaño es solo para fabricación posterior (FFMU) v. por lo tanto, no cuenta con el marcado CE.



Lorne Laboratories Limited Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate Danehill

Lower Earley Berkshire, RG6 4UT Reino Unido Tel: +44 (0) 118 921 2264 Fax: +44 (0) 118 986 4518

Correo electrónico: info@lornelabs.com



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr. Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta